


Vulkan® Tissue Care



Conjunto Pilar Recto + Tornillo Tissue Care® (Titanio Grado 5)

15 Ncm (max.)



Tornillo Pilar Vulkan Tissue Care® (Titanio Grado 5)

15 Ncm (max.)



Cicatrización

Tapón de Cicatrización Tissue Care®
(Titanio Grado 5)



Impresión

Coping de Impresión Tissue Care®
(Titanio Grado 5)



Réplica Tissue Care®
(Acero Inox)



Prótesis Atornillada

Calcinable
Tissue Care® (POM C)



Pilar de Sobrecolado
Tissue Care® (CR CO)



Pilar Provisional
Tissue Care®



Tornillo protésico
Tissue Care®

